
Ipersensibilità di secondo tipo

Mediata da IgG e IgM dirette contro Ag di superficie e della matrice extracellulare

(Ab contro componenti intracellulari non sono patogenetici)

Meccanismi patogenetici: danno mediato dal complemento



MECCANISMI DI DANNO

Attivazione della via classica del C


Formazione del **MAC** e inserimento nella cellula bersaglio

C3a e C5a richiamano M∮ e PMN nel sito di attivazione

C3a e C5a stimolano i **mastociti** e i **basofili** a produrre chemochine che richiamano altre cellule effettrici


Opsonizzazione con C3b, C3bi, C3d e riconoscimento mediante CR1, CR3 e CR4


Meccanismi patogenetici: Fagocitosi frustrata



Meccanismi patogenetici: danno diretto dell'anticorpo

C Risposte fisiologiche anomale senza danno cellulare/tissutale







Sono antigeni complessi composti da glucidi presenti su tutte le cellule

Gli zuccheri conferiscono l'antigenicità e sono montati da transferasi presenti sul cromosoma 9

Eritrociti da individui di gruppo sanguigno Esprimono le strutture carboidrate R - GlcNAc - Gal - GalNAc R – GlcNAc – Gal R – GlcNAc – Gal – GalNAc R-GlcNAc-Gal-Gal Fuc R – GlcNAc – Gal – Gal

Gli antigeni dei gruppi sanguigni ABO

Gli epitopi sono localizzati sulle unità carboidratiche delle glicoproteine e dei glicolipidi *di numerose cellule*

Sostanza fondamentale

GalAc=Nacetilgalattosamina
GlcAc=Nacetilglucosamina
Fuc= fucosio
Gal= galattosio

(Branca I)
$$Gal^{\frac{1,3}{3}}GlcAc^{\frac{1,3}{3}}GlcAc^{\frac{1,3}{3}}GlcAc^{\frac{1,3}{3}}GlcAc^{\frac{1,3}{3}}Gal^{\frac{1,3}{3}}$$

P = porzione lipidica o proteica

GRUPPO O

Sostanza fondamentale

GalAc=Nacetilgalattosamina
GlcAc=Nacetilglucosamina
Fuc= fucosio
Gal= galattosio

(Branca I)
$$Gal = GlcAc$$
 (Branca II) $Gal = GlcAc$ (Branca II) $Gal = GlcAc$ (Branca III) $Gal = Gal = Gal$ (Branca III) $Gal = Gal$ (Branca IIII) $Gal = Gal$ (Branc

Effetto del gene H (H)

GRUPPO BOMBAY

GRUPPO B

GRUPPO A

FENOTIPO	GENOTIPO
A ₁	A ₁ /A ₁ , A ₁ /A ₂ , A ₁ /0
A_2	A ₂ /A ₂ , A ₂ /0
В	B/B _, B/0
0	0/0
A ₁ B	A ₁ /B
A ₂ B	A ₂ /B

Nel sistema ABO esistono 4 fenotipi e questi danno origine a 4 possibili gruppi sanguigni

0	40%
A	36%
В	17%
AB	7%

Frequenza nella popolazione italiana

Tabella 16-1. Distribuzione dei gruppi AB0 nella popolazione americana.

Gruppo sanguigno Antigeni eritrocitari		Frequenza (%) nella popolazione americana				
	Antigeni eritrocitari	ocitari Anticorpi sierici	Bianchi	Neri	Indiani	Asiatici
0	Н	Anti-A, Anti-B	45	49	79	40
Α	Α	Anti-B	40	27	16	28
В	В	Anti-A	11	20	4	27
AB	AeB	-	4	4	<1	5

Effetto del gene secretore

Genotipo	Saliva	Siero
Se Se	+	_
Se se	+	_
se se	_	_

Anticorpi naturali anti ABO


- Sono IgM
- Sono presenti a basso titolo (1/32-1/64)
- Vengono prodotti dopo i 3 mesi di vita senza un'evidente immunizzazione sebbene sia possibile stimolarne la produzione a seguito del contatto con epitopi identici espressi abitualmente su un'ampia varietà di microrganismi
- Non possono attraversare la placenta

Anticorpi naturali anti ABO

Gruppo	Antigene	Anticorpo
0	Н	A, B
A	α	В
В	β	A
AB	αβ	_

Reazione di agglutinazione

antico	orpi	Gruppo
Anti-A	Anti-B	sanguigno
		0
		A
		В
		AB




TIPIZZAZIONE DEL SANGUE

TEST DIRETTO E INDIRETTO







Eritrociti da individui di gruppo sanguigno



Füc

Esprimono le strutture carboidrate

Siero da individui con gruppo sanguigno R-GlcNAc-Gal Fuc R-GlcNAc-Gal-GalNAc Fuc

R-GlcNAc-Gal-Gal Fuc

R - GlcNAc - Gal - GalNAc Füc R-GlcNAc-Gal-Gal

Anticorpi anti-A e anti-B

nessuna agglutinazione agglutinazione

agglutinazione

agglutinazione

agglutinazione

Α



Anticorpi anti-B

nessuna

agglutinazione

nessuna agglutinazione agglutinazione

agglutinazione

nessuna

nessuna agglutinazione agglutinazione

agglutinazione

Anticorpi anti-A AB

Non hanno anticorpi contro A o B

nessuna agglutinazione nessuna agglutinazione

nessuna agglutinazione nessuna agglutinazione

SISTEMA Rhesus

- Antigeni: C c D E e
 - Sono proteine
 - Presenti solo sui globuli rossi
 - Non ci sono anticorpi naturali
 - Gli alleli sono presenti sul cromosoma 1
 - Vengono ereditati come aplotipo
 - Sono presenti circa 10.000-20000 siti antigenici

SISTEMA RH

RhD è l'antigene clinicamente più importante a causa della sua elevata immunogenicità.

Esistono dei soggetti in cui l'antigene D è molto debole, al punto che non può essere svelato se non con metodiche particolari; questi soggetti vengono definiti **Du** (variante Du).

SISTEMA Rhesus

La frequenza dei soggetti Rh- è circa 1% negli africani zero nelle popolazioni orientali.

Negli europei invece è in media il 16%.

Trasfusioni di sangue incompatibile

I cinque sistemi dei gruppi sanguigni principali implicati nelle reazioni trasfusionali

sistema	loci genici	antigeni	frequenz dei fenoti	
ABO	1	A, B o O	A B AB O	42% 8% 3% 47%
Rhesus	2 loci strettamente correlati: antigene principale=RhD	Coc D Eoe	RhD*	85% 15%
Kell	1	Kok	K k	9% 91%
Duffy	1	Fyª, Fyb o Fy	Fy*Fy Fy* Fyb Fy	46% 20% 34% 0,1%
MN	1	MoN	MM MN NN	28% 50% 22%

- MN gli epitopi espressi sulla regione N-terminale glicosilata della glicoforina A (una proteina presente sulla superficie dei GR) polimorfismo aa1 e 5
- Kell: endopeptidasi dello zinco
- Duffy antigen/chemokine receptor (DARC) o CD234. (polimorfismi)

The **Kidd** glycoprotein is a transmembrane, multi-pass protein that transports urea across the RBC membrane.

Trasfusioni di sangue incompatibile

- incompatibilità ABO (IgM)
- Reazioni a esordio immediato
- Emoagglutinazione
- Attivazione C
- Emolisi intravascolare
- Febbre, ipotensione, nausea e vomito, dolori al dorso e al torace
- (danno renale, necrosi tubulare acuta)

- Reazioni da trasfusione di tipo ritardato 2-6gg (politrasfusi, IgG)
- (Rh, Kidd, Kell, Duffy)
- Agglutinazione minore rispetto IgM
- opsonizzazione e fagocitosi da parte dei macrofagi fegato e milza (epatosplenomegalia)


Trasfusioni di sangue incompatibile

Se il ricevente viene trasfuso con sangue intero è necessario testare il siero del donatore perché non contenga Ab anti GR del ricevente.

La trasfusione di sangue intero è poco frequente, vengono separate le frazioni cellulari e sieriche da utilizzarsi separatamente

Cross-matching: serve per testare se nel sangue del ricevente ci sono Ab capaci di reagire con e distruggere GR trasfusi


Malattia emolitica del neonato



Anche reazioni verso altri gruppi sanguigni possono provocare la MEN.

Il secondo Ag coinvolto è l'Ag K del sistema Kell. Frequenza bassa e antigenicità inferiore

Malattia emolitica del neonato



Fisiopatologia della MEN in Utero

 La accellerata distruzione dei globuli rossi porta ad una aumentata produzione con presenza di numerosi globuli rossi nucleati in circolo: Erythroblastosis fetalis.

La MEN grave si manifesta in utero con:

- Edema generalizzato del feto: Hydrops fetalis
- Anemia severa che può condurre a scompenso cardiaco ed a morte

La bilirubina non coniugata prodotta dal feto viene coniugata ed eliminata dal fegato della madre: non c'è ittero nella fase intrauterina

Fisiopatologia della MEN dopo il parto

Iperbilirubinemia: ittero neonatale*

- Continua la distruzione dei globuli rossi e la produzione di bilirubina non coniugata ma..
- Il fegato del neonato non è un grado di coniugare la bilirubina, che si accumula progressivamente fino a raggiungere, nelle forme gravi, livelli tossici per il sistema nervoso causando il *Kernicterus*.

^{*} La MEN è solo una delle cause di ittero neonatale


Bambino affetto da MEN



- epato- e splenomegalia associate a distruzione dei GR.
- Bilirubina (prodotto del catabolismo dei GR) molto elevata e petecchie emorragiche facciali dovute ad un'inefficiente funzione piastrinica

Test di Coombs

Test antiglobulinico diretto







Fig. 22.10 Questo test, chiamato anche test di Cobms, è utilizzato per identificare gli anticorpi sui globuli rossi di un paziente. In presenza degli anticorpi, gli eritrociti possono essere agglutinati da

anti-immunoglobuline umane. Se non sono presenti anticorpi sui globuli rossi, questi non vengono agglutinati dalle anti-immunoglobuline umane.

TEST DI COOMBS INDIRETTO

Indirect Coombs test / Indirect antiglobulin test



Recipient's serum is obtained, containing antibodies (Ig's).

Donor's blood sample is added to the tube with serum.


Recipient's Ig's that target the donor's red blood cells form antibody-antigen complexes. Anti-human Ig's (Coombs antibodies) are added to the solution.

Agglutination of red blood cells occurs, because human Ig's are attached to red blood cells.


© Aria Rad - 2006

TEST DI COOMBS DIRETTO

Direct Coombs test / Direct antiglobulin test




Blood sample from a patient with immune mediated haemolytic anaemia: antibodies are shown attached to antigens on the RBC surface.




The patient's washed RBCs are incubated with antihuman antibodies (Coombs reagent).

RBCs agglutinate: antihuman antibodies form links between RBCs by binding to the human antibodies on the RBCs.



nessuna sensibilizzazione sensibilizzazione anti-D Rh-Rh-В Rh+ Rh+



© Elsevier 2005. Abbas & Lichtman: Cellular and Molecular Immunology 5e www.studentconsult.com




Figure 9–17 Regulation of B cell activation by antigen-antibody complexes and Ig Fc receptors.

Antigen-antibody complexes can simultaneously bind to membrane Ig (via antigen) and the $Fc\gamma RIIB$ receptor via the Fc portion of the antibody. As a consequence of this simultaneous ligation of receptors, phosphatases associated with the cytoplasmic tail of the $Fc\gamma RIIB$ inhibit signaling by the B cell receptor complex and block B cell activation. Fc, crystallizable fragment, $Fc\gamma RIIB$, $Fc\gamma$ receptor II; Ig, immunoglobulin.

Terapia per malattie autoimmuni Incompatibilità materno-fetale

Anemia emolitica autoimmune autoAbs contro i GR:



autoAbs caldi

(reagiscono con l'antigene a 37°C)

Ag sistema Rh C,D,E

aumento clearance GR milza e fegato

Anemia emolitica autoimmune autoAbs contro i GR:

autoAbs freddi


(reagiscono con l'antigene al di sotto di 37°C) IgM



- La reazione Ab-GR avviene nel circolo periferico nei mesi invernali dove la temperatura della cute può scendere sotto 30°C
- Necrosi periferica dovuta all'aggregazione e alla microtrombosi dei piccoli vasi causate dalla distruzione dei GR mediata dal C
- Anemia
- Anziani
- Causa sconosciuta anche se in alcuni casi si pensa dovuta ad Ag cross-reattivi con Mycoplasma pneumoniae



Anemia emolitica indotta da farmaci



Abs contro i GR:

Alcuni antibiotici possono legarsi i maniera aspecifica alla superficie di GR formando un complesso aptene-carrier: lisi mediata da complemento

Abs anti piastrine

70% dei casi di porpora trombocitopenica idiopatica: accelerata rimozione di piastrine dal circolo ad opera di Mf splenici. (In seguito ad infezioni batteriche o virali o malattie autoimmuni ex LES)

Abs anti neutrofili (ANCA).

Diretti contro Ag citoplasmatici dei N


P-ANCA localizzati nei granuli perinucleari (LES, Ab anti MPO, vasculite, gromeluronefrite)

C-ANCA localizzati nel citoplasma (granulomatosi di Wegener Ab antiproteinasi 3)

Abs anti antigeni tessutali

(antigeni extracellulari. Ex Sindrome di Goodpasture, pemfigo, miastenia grave)

Sindrome di Goodpasture






Fig. 13.12 Gli Autoanticorpi che reagiscono con la membrana basale glomerurale determinano la malattia infiammatoria chiamata Sindrome di Goodpasture. Le fotografie in alto mostra una sezione di glomerulo renale preso da una serie di biopsie in pazienti con la Sindrome di Goodpasteure. La fotografia a) mostra un glomerulo marcato per evidenziare i depositi di IgG attraverso immunofluorescenza. L'anticorpo contro la membrana basale del glomerulo (marcato in verde) si deposita in maniera lineare. Gli autoanticor-

pi causano una attivazione locale delle cellule portanti i recettori per l'Fc, del complemento e l'afflusso dei neutrofili. Nella fotografia b), invece con ematossilina ed eosina si è marcano una sezione di glomerulo renale evidenziando una compressione dovuta ad una formazione derivante da una crescente proliferazione di cellule mononucleari (C) all'interno della capsula di Bowman (B). si evidenzia anche in afflusso di neutrofili (N). Le Fotografie per cortesia di M.Thompson e D.Evans.

- Ab MB (collagene IV)
 glomeruli renali e alveoli
 polmonari
- Attivazione del C con danno diretto
- Danno renale ed emorragie polmonari

NEFRITE

Pemfigo

Grave malattia caratterizzata da eruzioni bollose che compaiono sulla cute e sulle membrane mucose





Fig. 22.13 Autoanticorpi nel pemfigo. Nel pemfigo, gli anticorpi si legano alle componenti dei desmosomi che partecipano all'adesione cellulare. I più comunemente coinvolti sono la desmogleina-1 e la desmogleina-3, ma anche altre molecole (fra cui la desmocollina) possono agire come autoantigeni. Immunofluorescenza della cute umana colorata con anti-IgA. (Per gentile concessione del Dr. R. Mirakian e di P. Collins.)

- Ab anti componenti dei desmosomi
- Gli Abs interrompono l'adesione cellulare che formano connessioni fra cellule adiacenti con conseguente disgregazione dell'epidermide o delle mucose






Fig. 13.10 Gli autoanticorpi inibiscono la funzione dei recettori nella miastenia gravis. In circostanza normale. l'acetilcolina rilasciata dai motoneuroni stimolati durante la giunzione neuromuscolare si lega ai recettori per l'acetilcolina presenti sulle cellule muscolari, avviando la contrazione muscolare (riquadro di sinistra). La miastenia gravis è provocata da anticorpi contro la subunità α del recettore per l'acetilcolina, che interviene nella trasmissione neuromuscolare. Questi anticorpi si legano al recettore senza attivarlo e provocano la sua internalizzazione e degradazione (riquadro di destra). Man mano che il numero dei recettori sul muscolo diminuisce, il muscolo stesso risponde meno all'acetilcolina liberata dai neuroni motori.

IgG e depositi C3 e C9

- -Bloccano legame acetilcolina al suo recettore
- -Aumentano il turnover